

RoHS分析流程圖

面對令人困擾的RoHS法規，立刻就會想到使用XRF儀器來檢測，但是哪些有害物質可以用哪些儀器來做呢？儀器又分別為何種功能呢？讓我們一起看看一下RoHS分析流程圖吧！

EDXRF屬於快篩儀器，能夠迅速判別有害元素含量是否超標，含量少於標準則為合格，反之，在超標以及灰色區域時，會再使用精密儀器 (ICP,GCMS,UV等等) 進一步分析。

