


## 衛生福利部食品藥物管理署 公告

發文日期：中華民國115年6月26日  
發文字號：FDA品字第1151104122號  
附件：濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢  
驗判定檢出濃度



主旨：公告修正「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」。

依據：「濫用藥物尿液檢驗作業準則」第十五條第二項及第十八條第二項。

公告事項：

- 一、公告修正「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」，調降「依托咪酯(Etomidate)」、「美托咪酯(Metomidate)」、「丙帕酯(Propoxate)」、「丙帕酯(Propoxate)異構物：Isopropoxate」之初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度皆為25 ng/mL。
- 二、公告增列「三氟依托咪酯(CF3-Etomidate)」之初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度為25 ng/mL。
- 三、本公告載於本署網站(<http://www.fda.gov.tw>)/業務專區/實驗室認證/濫用藥物尿液檢驗區/公布資訊。

署長 姜至剛

## 濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度

110 年 1 月 12 日 FDA 品字第 1091108421 號公告  
 111 年 03 月 31 日 FDA 品字第 1111101922 號公告修正  
 112 年 11 月 28 日 FDA 品字第 1121108023 號公告修正  
 113 年 11 月 5 日 FDA 品字第 1131107663 號公告修正  
 114 年 5 月 8 日 FDA 品字第 1141103116 號公告修正  
 114 年 12 月 11 日 FDA 品字第 1141108301 號公告修正  
 115 年 6 月 26 日 FDA 品字第 1151104122 號公告修正

序號	濫用藥物或其代謝物名稱	初步檢驗 判定檢出濃度 (單位：ng/mL)	確認檢驗 判定檢出濃度 (單位：ng/mL)
1	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮(Pentylone)	50	50
2	3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦 洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylone、MDPV)	50	50
3	甲氧基甲基卡西酮(Methoxymethcathinone)	50	50
4	甲基卡西酮(Methcathinone)	50	50
5	3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮 (3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone)	50	50
6	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (3,4-methylenedioxymethcathinone、Methylone、 bk-MDMA)	50	50
7	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 (Butylone、bk-MBDB)	50	50
8	4-甲基乙基卡西酮(4-Methylethcathinone、4-MEC)	50	50
9	4-甲基甲基卡西酮 (4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)	50	50
	代謝物：甲基-卡西酮(Methylcathinone)	50	50
	代謝物：4-Methylephedrine	50	50
10	乙基乙基卡西酮(Ethylethcathinone、EEC)	50	50
11	氟硝西洋(Flunitrazepam)	50	50
	代謝物：7-Aminoflunitrazepam	50	50
12	氟甲基卡西酮(Fluoromethcathinone、FMC)	50	50
13	氯甲基卡西酮(Chloromethcathinone、CMC)	50	50
14	硝甲西洋(硝甲氮平)(Nimetazepam)	50	50
	代謝物：7-Aminonimetazepam	50	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50	50
15	溴甲基卡西酮(Bromomethcathinone、BMC)	50	50

16	硝西洋(耐妥眠) (Nitrazepam)	50	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50	50
17	甲基乙基胺戊酮 (Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone、MEAPP)	50	50
18	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)	50	50
19	甲氧基甲基安非他命 (Methoxymethamphetamine、MMA)	50	50
20	乙基甲基卡西酮(Ethylmethcathinone、EMC)	50	50
21	4-甲氧基安非他命 (4-Methoxyamphetamine、PMA)	50	50
22	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮(Eutylone)	50	50
23	3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 (Dibutylone、bk-DMBDB)	50	50
24	去氯愷他命(Deschloroketamine)	50	50
25	2-氟-去氯愷他命(2-Fluorodeschloroketamine)	50	50
26	甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	50	50
27	舒樂安定(伊疊唑命)(Estazolam)	50	50
28	$\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮 ( $\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP)	50	50
29	<b>*依托咪酯(Etomidate)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
30	<b>*美托咪酯(Metomidate)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
31	<b>*丙帕酯(Propoxate)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>*異構物：Isopropoxate</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
32	甲基-卡西酮(Methylcathinone)	50	50
33	氯安非他命(Chloroamphetamine)	50	50
34	<b>*三氟依托咪酯(CF3-Etomidate)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

附註：\*及粗體表示更新項目。